

# COMMANDE SUR MESURE

## EpiTrain®

BAUERFEIND.CH

161

161

### Commission


(par exemple, nom du patient, abréviation pour le patient) \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

E: bestellung@bauerfeind.ch

F: +41 (0) 56 485 82 59

Devis

Commande



### Bras

Gauche  Droit

### Coloris

Titane  Beige

### Extras

Bord antiglisse en silicone\*  
 (+3 cm par rapport à la longueur)

Fermeture « velcro »\*

Haut\*\*  Bas

### Données concernant le patient\*\*\*

Hommes  Femmes

Adipeux  Musculeux

Âge \_\_\_\_\_ Taille corporelle \_\_\_\_\_

\* Moyennant supplément

\*\* Combinaison avec un bord antiglisse en silicone impossible ; non circulaire

\*\*\*En option. À indiquer en cas de particularités anatomiques pour une confection parfaitement adaptée

**Pour une prise en charge appropriée, toutes les mesures doivent impérativement être indiquées.**

f<sup>1</sup> Avant-bras (bord du bandage supérieur) : mesurer la circonférence au minimum à 10 cm au-dessus du milieu du genou (e).

f Base de l'avant-bras

e Pli du coude

d Milieu muscle de l'avant-bras

c Base du muscle : mesurer la circonférence au minimum à 12 cm au-dessus du milieu du genou (e).

### Remarques :

- Mesurer en flexion légère (30°).
- Le point de départ pour le calcul des mesures de longueur est le pli du coude (e).
- La confection sur mesure ne comprend pas de sangle

**La personne qui commande est responsable en cas de saisie de mesures fausses. Les produits sur mesure ne sont ni repris ni échangés.**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Horodatage

Réf. client \_\_\_\_\_

Signature \_\_\_\_\_

Date \_\_\_\_\_