

# COMMANDE SUR MESURE

## GenuTrain® P3

BAUERFEIND.CH


142

142

Commission  
(par exemple,  
nom du patient)

E: bestellung@bauerfeind.ch  
F: +41 (0) 56 485 82 59

**short** (jusqu'à une taille corporelle d'environ 170 cm)

	Circonférence	Longueurs
	f <sup>1</sup>	e - f <sup>1</sup> = 18 cm
	f	e - f
	e	
	d	e - d
	c	e - c
	b <sup>°</sup>	e - b <sup>°</sup> = 15 cm

**Devis**  **Commande**

**Genou**

Gauche  Droit

**Coloris**

Titane  Beige

**Extras**

Bord antiglisse en silicone\*  
(+5 cm par rapport à la longueur)

**Position de la tige de guidage**

Standard (latérale)  Alternative (médiiale)

**Données concernant le patient\*\***


Hommes  Femmes  
 Adipeux  Musculeux

Âge : \_\_\_\_\_ Taille corporelle : \_\_\_\_\_

\* Moyennant supplément. Veuillez prendre en compte la longueur supplémentaire lors de la prise de mesure des patients

\*\* En option. À indiquer en cas de particularités anatomiques pour une confection parfaitement adaptée

**long** (à partir d'une taille corporelle d'environ 170 cm)

	Circonférence	Longueurs
	f <sup>1</sup>	e - f <sup>1</sup> = 22 cm
	f	e - f
	e	
	d	e - d
	c	e - c
	b <sup>°</sup>	e - b <sup>°</sup> = 17 cm

**Pour une prise en charge appropriée, toutes les mesures doivent impérativement être indiquées.**

f<sup>1</sup> Cuisse / bord de l'orthèse supérieur

f Début de la cuisse (à peu près au centre entre e et f<sup>1</sup>)

e Milieu du genou

d Partie la plus fine en dessous du genou, 5-6 cm env.

c Tour de mollet (le plus large)

b<sup>°</sup> Bord inférieur de l'orthèse

**La personne qui commande est responsable en cas de saisie de mesures fausses. Les produits sur mesure ne sont ni repris ni échangés.**

\_\_\_\_\_

Horodatage

Réf. client

Signature

Date

**Remarques :**

- En position debout, mesurer avec une légère flexion (30°)
- Prendre les mesures de longueur sur le côté extérieur de la jambe

**Veuillez noter :**

- **Circonférence min. f<sup>1</sup> = 39 cm**
- **Circonférence min. f = 37 cm**
- **Circonférence min. e = 30 cm**
- **Circonférence min. b<sup>°</sup> = 28 cm**