

# COMMANDE SUR MESURE

## GenuTrain® S

BAUERFEIND.CH

143

143


### Commission

(par exemple, nom du patient, abréviation pour le patient) \_\_\_\_\_

E: bestellung@bauerfeind.ch

F: +41 (0) 56 485 82 59

**Circonférence    Longueur**

	<b>f<sup>1</sup></b>	<b>short : e - f<sup>1</sup> = 18 cm long : e - f<sup>1</sup> = 21 cm</b>
	<b>f</b>	<b>e - f</b>
	<b>e</b>	
	<b>d</b>	<b>e - d</b>
	<b>c</b>	<b>e - c</b>
	<b>b<sup>e</sup></b>	<b>e - b<sup>e</sup> = 18 cm</b>

### Devis

### Commande

#### Genou

Gauche                       Droit

Courte / short  
(longueur bandage cuisse [e - f<sup>1</sup>] = 18 cm)

Longue / long  
(longueur bandage cuisse [e - f<sup>1</sup>] = 21 cm)

#### Extras

Bord antiglisse en silicone\*  
(+5 cm par rapport à la longueur)

#### Données concernant le patient\*\*

Hommes                       Femmes

Adipeux                       Musculeux

Âge \_\_\_\_\_ Taille corporelle \_\_\_\_\_

### Pour une prise en charge appropriée, toutes les mesures doivent impérativement être indiquées.

- f<sup>1</sup> Cuisse (bord du bandage supérieur)  
Version courte / short : mesurer la circonférence à 18 cm au-dessus du milieu du genou (e).  
Version longue / long : mesurer la circonférence à 21 cm au-dessus du milieu du genou (e).
- f Début de la cuisse (environ le milieu de e et f<sup>1</sup>)
- e Milieu du genou
- d Partie la plus fine en dessous du genou  
(environ 5-6 cm en-dessous de e)
- c Tour de mollet le plus large :  
mesurer la circonférence au minimum à 12 cm en dessous du milieu du genou (e).
- b<sup>e</sup> Fin du bandage inférieur  
(Tour de mollet le plus large 18 cm sous le genou)

#### Remarques :

- Produit sur mesure disponible uniquement en coloris titane.
- Mesurer en flexion légère (30°).
- La longueur est mesurée sur le côté extérieur de la jambe.
- La sélection de la version short / long s'effectue en fonction des mesures individuelles du patient. La version long est recommandée pour les patients à partir d'une taille d'1,80 m.
- Pour une prise en charge, les dimensions de circonférence suivantes sont requises au minimum :  
f (14 cm au-dessus du genou) : 38 cm minimum  
e (milieu du genou) : 32,5 cm minimum  
c (12 cm en dessous du genou) : 28 cm minimum

\* Moyennant supplément. Veuillez prendre en compte la longueur supplémentaire lors de la prise de mesure des patients  
\*\* En option. À indiquer en cas de particularités anatomiques pour une confection parfaitement adaptée

**La personne qui commande est responsable en cas de saisie de mesures fausses. Les produits sur mesure ne sont ni repris ni échangés.**

\_\_\_\_\_

Horodatage \_\_\_\_\_

Réf. client \_\_\_\_\_

Signature \_\_\_\_\_

Date \_\_\_\_\_