

COMMANDE SUR MESURE

MalleoTrain®

BAUERFEIND.CH

111

111

Commission

(par exemple, nom du patient, abréviation pour le patient) _____

E: bestellung@bauerfeind.ch

F: +41 (0) 56 485 82 59

Devis

Commande

Pied

Gauche

Droit

Coloris

Titane

Beige

Extras

Fermeture « velcro »*

Données concernant le patient**

Hommes

Femmes

Adipeux

Musculeux


Âge _____

Taille corporelle _____

* Moyennant supplément

** En option. À indiquer en cas de particularités anatomiques pour une confection parfaitement adaptée

La personne qui commande est responsable en cas de saisie de mesures fausses. Les produits sur mesure ne sont ni repris ni échangés.



Pour une prise en charge appropriée, toutes les mesures doivent impérativement être indiquées.

b¹ Début du mollet : mesurer la circonférence au minimum à 16 cm au-dessus du talon (A).

b Circonférence la plus petite au-dessus des malléoles

h Cou-de-pied (mesure circulaire du cou-de-pied au-dessus du talon)

a Circonférence derrière l'articulation du petit orteil

A Talon

A-a Longueur du pied sans pointe



Horodatage

Réf. client

Signature _____

Date _____